

Guide d'utilisation

Studiovision-Autosync — Routage automatique des images et documents médicaux

Mai 2025

Table des matières

1	À quoi sert ce programme ?	1
2	Prérequis	2
2.1	Matériel et réseau	2
2.2	Logiciels requis	2
3	Installation	3
3.1	Étape 1 — Télécharger les fichiers	3
3.2	Étape 2 — Installer les dépendances	3
3.3	Étape 3 — Choisir la bonne variante	3
4	Configuration	3
5	Lancement du programme	4
5.1	Démarrage manuel	4
5.2	Créer un raccourci sur le Bureau	4
5.3	Démarrage automatique avec Windows (recommandé)	4
6	Utilisation au quotidien	5
6.1	L'icône dans la barre des tâches	5
6.2	Notifications	5
6.3	Procédure d'acquisition recommandée	5
7	Fichier journal (logs)	5
8	Dossier des orphelins	5
9	Dépannage rapide	6
10	Arrêt du programme	6
	Informations	6

À quoi sert ce programme ?

Studiovision-Autosync automatise le classement des photos et documents produits par vos appareils d'imagerie médicale.

Sans ce programme, il faut :

- récupérer manuellement le fichier déposé par l'appareil,
- le copier dans le bon dossier patient sur le serveur,
- ouvrir StudioVision et rattacher l'image au dossier.

Avec ce programme, tout se passe automatiquement en quelques secondes :

1. L'appareil dépose le fichier dans un dossier de dépôt.
2. Le programme détecte le fichier, identifie le patient ouvert dans StudioVision.
3. Il déplace l'image dans le bon dossier patient sur votre réseau.
4. Il l'enregistre dans la base de données StudioVision — l'image apparaît directement dans le dossier patient.

Formats pris en charge : photos (.jpg, .png, .bmp), images OCT (.tif), DICOM (.dcm), et documents (.pdf, .doc, .docx, etc.)

Prérequis

Avant d'installer le programme, assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies.

Matériel et réseau

- Le PC qui fait tourner le programme est **allumé et connecté au réseau** du cabinet pendant toute la journée de travail.
- Le **lecteur réseau partagé** (serveur ou NAS) contenant les dossiers patients est accessible depuis ce PC.
- StudioVision est installé sur ce même PC et fonctionne normalement.

Logiciels requis

- **Windows 10 ou 11** (ou Windows 7 avec la variante dédiée).
- **Python 64 bits** — téléchargeable gratuitement sur python.org. Utilisez l'une des deux versions suivantes :
 - **Python 3.11.6 (64 bits)** — version recommandée pour Windows 10/11.
 - **Python 3.8.10 (64 bits)** — à utiliser si le poste est sous Windows 7.

Cochez l'option « Add Python to PATH » lors de l'installation.

- **Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable (64 bits)** — à télécharger sur le site de Microsoft si ce n'est pas déjà installé. Une fois le fichier `accessdatabaseengine_X64.exe` téléchargé, ouvrez l'Invite de commandes (cmd) dans le dossier du fichier et exécutez :

```
accessdatabaseengine_X64.exe /quiet
```

L'option /quiet supprime les fenêtres de confirmation — l'installation se fait en arrière-

plan.

Installation

Étape 1 — Télécharger les fichiers

Téléchargez le contenu du dépôt GitHub sous forme d'archive ZIP, puis extrayez-la dans un emplacement stable sur le PC, par exemple :

```
C:\ProgramData\StudiovisionAutosync\
```

Conseil : évitez le Bureau (C:\Users\...\Desktop) ou le dossier Téléchargements — ces emplacements sont moins stables et peuvent poser des problèmes de droits. Le dossier C:\ProgramData est un bon choix : il est accessible à tous les comptes Windows et n'est pas visible par défaut dans l'Explorateur.

Étape 2 — Installer les dépendances

Ouvrez **PowerShell** (ou l'Invite de commandes) et exécutez :

```
pip install -r "C:\ProgramData\StudiovisionAutosync\requirements.txt"
```

Puis, une seule fois après l'installation de pywin32 :

```
python -m pywin32_postinstall -install
```

Pour vérifier que tout est bien installé :

```
python -c "import watchdog, pyodbc, pythoncom, win32com; print('OK',)"
```

Si la réponse est OK, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Étape 3 — Choisir la bonne variante

Quatre variantes sont disponibles dans le dossier `src/Version4/` :

Fichier	À utiliser si...
studiovision_monitorV4.py	Configuration standard, un seul type d'appareil.
box1V4.py	Appareil d'imagerie standard (Box 1).
box2V4.py	Appareil Nidek OCT (Box 2).
windows7V4.py	PC sous Windows 7 ou Python 3.9.

En cas de doute, commencez par `studiovision_monitorV4.py`.

Configuration

Ouvrez le fichier `.py` choisi avec un éditeur de texte (le Bloc-notes suffit). Les cinq lignes à modifier se trouvent tout en haut du fichier.

```
SOURCE_DIR = Path(r"\\SERVEUR\partage\Depot_images")
ORPHAN_DIR  = Path(r"\\SERVEUR\partage\Depot_images\_orphelins")
```

```
DEST_PHOTOS = Path(r"\\SERVEUR\partage\Dossiers_patients")
PUBLIC_MDB   = Path(r"\\SERVEUR\partage\StudioVision\PUBLIC.MDB")
DOCUM_MDB    = Path(r"\\SERVEUR\partage\StudioVision\DOCUM.MDB")
```

Variable	Description
SOURCE_DIR	Dossier surveillé — là où l'appareil dépose ses images.
ORPHAN_DIR	Dossier de secours pour les images non rattachées à un patient.
DEST_PHOTOS	Racine des dossiers patients sur le réseau.
PUBLIC_MDB	Chemin vers la base de données principale de StudioVision.
DOCUM_MDB	Chemin vers la base secondaire (réservé, non modifié par le programme).

Important : les chemins doivent être des chemins réseau UNC (commençant par \\) ou des lettres de lecteur mappées (Z:\...). Vérifiez que le PC peut accéder à ces chemins depuis l'Explorateur Windows avant de lancer le programme.

Lancement du programme

Démarrage manuel

Double-cliquez sur le fichier .py configuré, ou lancez-le depuis PowerShell :

```
python "C:\ProgramData\StudiovisionAutosync\src\Version 4\box1V4.py"
```

Créer un raccourci sur le Bureau

Pour lancer le programme d'un double-clic :

1. Clic droit sur le Bureau → *Nouveau* → *Raccourci*.
2. Dans le champ « Emplacement », entrez :

```
pythonw "C:\ProgramData\StudiovisionAutosync\src\Version 4\box1V4.py"
```

3. Nommez le raccourci « Autosync Images » et validez.

`pythonw` (avec un « w ») lance le script sans ouvrir de fenêtre noire. Le programme tourne discrètement en arrière-plan.

Démarrage automatique avec Windows (recommandé)

Pour que le programme démarre à chaque ouverture de session Windows :

1. Appuyez sur **Win + R**, tapez `shell:startup`, puis validez.
2. Copiez votre raccourci « Autosync Images » dans ce dossier.

Utilisation au quotidien

L'icône dans la barre des tâches

Une icône ronde apparaît dans la zone de notification (coin bas-droit de l'écran) :

- **Bleue** — le programme est actif et surveille le dossier de dépôt.
- **Verte** — un transfert est en cours.

Un clic droit sur l'icône affiche un menu avec trois options :

- *Statut* — affiche l'état actuel du programme (lecture seule).
- *Ouvrir les logs* — ouvre le fichier journal pour consulter l'historique.
- *Quitter* — arrête proprement le programme après avoir terminé les transferts en attente.

Notifications

Le programme affiche des notifications Windows non bloquantes (environ 3 secondes) :

- Lors du début d'un transfert.
- À la fin du transfert, avec le nombre de fichiers traités.
- En cas d'erreur (fichier verrouillé, image non rattachée à un patient).

Procédure d'acquisition recommandée

1. Ouvrez le dossier du patient dans StudioVision **avant** de lancer l'acquisition.
2. Effectuez la prise de vue ou le scan sur l'appareil.
3. L'image apparaît automatiquement dans le dossier patient en quelques secondes.

Si le dossier patient n'est pas ouvert dans StudioVision au moment où le fichier arrive, le programme attendra jusqu'à **15 minutes** avant de déplacer l'image dans le dossier « orphelins ». Ouvrez le bon dossier patient dès que possible.

Fichier journal (logs)

Le programme enregistre toutes ses actions dans un fichier texte :

```
C:\Users\<VotreNom>\studiovision\image_router.log
```

Ce fichier est utile en cas de problème : il permet de savoir exactement ce que le programme a fait, quand, et pourquoi un fichier n'a pas été traité. Vous pouvez l'ouvrir avec le Bloc-notes ou depuis le menu contextuel de l'icône.

Dossier des orphelins

Un fichier est dit « orphelin » lorsque le programme n'a pas pu l'associer à un patient. Cela se produit si :

- Aucun dossier patient n'était ouvert dans StudioVision pendant le délai d'attente (15 min).
- Le dossier patient est introuvable sur le réseau.

Les fichiers orphelins sont déplacés dans le dossier défini par `ORPHAN_DIR`. Ils doivent être rattachés manuellement au bon patient depuis StudioVision.

Dépannage rapide

Problème	Solution
L'icône n'apparaît pas	Vérifiez que le programme tourne (Gestionnaire des tâches → onglet <i>Processus</i>).
L'image n'apparaît pas dans StudioVision	Vérifiez que le bon dossier patient est ouvert ; consultez le fichier journal.
Message « Fichier verrouillé » répété	L'appareil n'a pas fini d'écrire le fichier. Le programme réessaie automatiquement jusqu'à 15 fois.
Le programme ne démarre pas	Assurez-vous que Python est bien installé et que la commande <code>python</code> fonctionne dans PowerShell.
Images dans les orphelins	Ouvrez le dossier patient avant l'acquisition, puis reclassez le fichier manuellement.
Lecteur réseau inaccessible	Le programme attend automatiquement le retour du réseau et reprend sans intervention.

Arrêt du programme

- **Méthode recommandée** : clic droit sur l'icône → *Quitter*. Le programme termine les transferts en cours avant de s'arrêter.
- **Si la fenêtre PowerShell est ouverte** : appuyez sur **Ctrl + C**.
- **En dernier recours** : fermez le processus depuis le Gestionnaire des tâches.

Informations

Ce programme est open source. Le code source et les versions à jour sont disponibles sur GitHub. Si vous souhaitez l'adapter à votre configuration, toute la documentation technique se trouve dans le fichier `README.md` du dépôt.